

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR EN 14683:2019+AC:2019



Con propiedades que bloquean el agua y ayudan a evitar que las gotas atraviesen la mascarilla.



Actua como filtro que atrapa las pequeñas partículas que pueden atravesar a capa exterior, también evita el flujo de partículas hacia el exterior



En contacto con la boca y la nariz, está pensada para absorber la humedad.



Especificaciones

Código : MQD75SMS

Tipo : IIR

Eficacia de Filtración Bacteriana - BFE : >99,7

Respirabilidad (presión diferencial) : <60.0

Carga Biológica : < 30

Resistencia a las salpicaduras : > 16

Mascarilla Desechable - No estéril

Especificaciones

Color : Azul/Blue

Capas SMS : 3

Capa externa 25 gsm : Spunbond

Capa intermedia 25 gsm : Meltblown

Capa interior 25 gsm : Spunbond

Marcado CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA :

- Presentación en Cajas de 2.000 uds.
- Estuches interiores de 50 uds.
- Cantidad por Palé opción 1: 36.000 pcs, 18 cajas
- Cantidad por Palé opción 1: 60.000 pcs, 30 cajas

Recomendación de tiempo de uso:


La mascarilla higiénica puede llevarse durante 4 o 6 horas seguidas como máximo, siempre y cuando no esté mojada o sucia.



Anti Gotas



Anti Polvo



Anti Bacteria



Uso Médico